



Viridis Retractor System

- Retractor and handrest system
- Modular, self-retaining system
- Flexible combination of all components
- Made in Germany







MB1-10-695-05

 Primärstange
 Primary Bar


MB1-10-695-10

 Sekundärstange
 Secondary Bar


MB1-10-695-35


 Anschluss an Primär- oder Sekundärstange
 Floating Secondary Bar


Kurzer Retraktorarm - Short Retractor Arm

MB1-10-695-20	165 mm
----------------------	--------


Langer Retraktorarm - Long Retractor Arm

MB1-10-695-15	240 mm
----------------------	--------



MB1-10-695-25	245 mm
---------------	--------

Handauflage
Handrest




MB1-10-695-30

Maxi Vise Adapter
Maxi Vise Adaptor



MB1-10-695-40

Kurzer Anschluss an Handauflage
Short Coupler



Instrumentenhalter / Instrument holder


MB1-10-695-60	für Instrumente bis Ø 3mm	for instruments up to Ø 3mm
MB1-10-695-45	für Instrumente bis Ø 8mm	for instruments up to Ø 8mm
MB1-10-695-50	für Instrumente bis Ø 25mm	for instruments up to Ø 25mm
MB1-10-695-55	für Instrumente bis Ø 51mm	for instruments up to Ø 51mm



	B - width	L- lenght
MB1-10-695-65	76 mm	171 mm

Pattiy Tray

Patty Tray

**MB1-10-695-70**

Viridis-Siebkorb mit Deckel, mit 4 Fächern

Viridis tray with cover, with 4 compartments

480mm x 253 mm x 70 mm

Änderungen der technischen Angaben und Maße liegen in unserem Ermessen. Modelländerungen vorbehalten.
 Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf dieses Printmedium weder im Gesamten noch auszugsweise kopiert oder nachgedruckt werden.
 Changes in technical specifications and dimensions are at our discretion. Subject to modification.
 Without our explicit written approval this print media may not be copied or reprinted as a whole or in extracts