



Dermatome | Dermatomes





SILVER

MB1-02-001-01

190 mm – 7½"

Einstellbare Hautlappendicke von 0.1 - 4.0 mm
komplett mit 1 auswechselbaren Klinge

Thickness of graft adjustable 0.1 - 4.0 mm
complete with 1 exchangeable blade



SILVER

MB1-02-001-02

43 mm – 1⅞"

Ersatzklinge alleine, nicht steril
Spare blade only, non sterile



SCHINK

MB1-02-002-01

300 mm – 12"

Einstellbare Hautlappendicke von 0.1 - 2.3 mm
Maximale Schnittbreite 100 mm
komplett mit 1 auswechselbaren Klinge
und 2 Hautspannplatten

Thickness of graft adjustable 0.1 - 2.3 mm
Maximal cutting width 100 mm
complete with 1 exchangeable blade and 2 straightening plates




SCHINK

MB1-02-002-02

102 mm – 4"

Ersatzklinge alleine,
nicht steril
Spare blade only, non sterile



MB1-02-007-01

40 – 100 mm

Hautspannplatte alleine, für alle Dermatome verwendbar
Skin straightening plate only, usable for all dermatomes



Dermatome | Dermatomes



WATSON

MB1-02-003-01

300 mm – 12"

Einstellbare Hautlappendicke von 0.1 - 1.5 mm

Maximale Schnittbreite 160 mm

Komplett mit 1 auswechselbaren Klinge (MB1-02-008-01) Aluminium-Griff

Thickness of graft adjustable 0.1 - 1.5 mm

Maximal cutting width 160 mm

Complete with 1 exchangeable blade (MB1-02-008-01)
Aluminium handle



COBBETT

MB1-02-004-01

320 mm – 12½"

Einstellbare Hautlappendicke von 0.1 - 1.5 mm

Maximale Schnittbreite 160 mm

Komplett mit 1 auswechselbaren Klinge (MB1-02-008-01) Aluminium-Griff

Thickness of graft adjustable 0.1 - 1.5 mm

Maximal cutting width 160 mm

Complete with 1 exchangeable blade, (MB1-02-008-01)
Aluminium handle



HUMBY

MB1-02-005-01

320 mm – 12½"

Einstellbare Hautlappendicke von 0.1 - 1.5 mm
Maximale Schnittbreite 160 mm
Komplett mit 1 auswechselbaren Klinge (MB1-02-008-01) Aluminium-Griff
Thickness of graft adjustable 0.1 - 1.5 mm
Maximal cutting width 160 mm
Complete with 1 exchangeable blade (MB1-02-008-01)
Aluminium handle

HUMBY long

MB1-02-006-03

365 mm – 14½"

Einstellbare Hautlappendicke von 0.1 - 5.0 mm
Maximale Schnittbreite 200 mm
Komplett mit 1 auswechselbaren Klinge (MB1-02-006-02) Aluminium-Griff
Thickness of graft adjustable 0.1 - 5.0 mm
Maximal cutting width 200 mm
Complete with 1 exchangeable blade (MB1-02-006-02)
Aluminium handle



MB1-02-008-01

157 mm – 6³/₁₆"

Ersatzklinge alleine, nicht steril für
HUMBY, COBBETT, WATSON
Spare blade only, non sterile for HUMBY, COBBETT, WATSON

MB1-02-006-02

197 mm – 7¾"

Ersatzklinge alleine, nicht steril, nur für HUMBY long
Spare blade only, non sterile, only for HUMBY long

