




medical**bees** 

MCC Retractor

Micro Discectomy Retractor

- Optimal Exposure
- Retractors and blades TiAlN coated with black finish
- Made in Germany





Retraktoren: TiAlN beschichtet
Retractors: TiAlN coated



| MB1-10-777-05 | Set 1-10-777-20 | Set 1-10-777-25 |
|--|-----------------|-----------------|
| MCC Retraktor mit Gelenk max. Spannweite 85 mm MCC Hinged Retractor max. opening: 85 mm/ 3.3" | * | ** |



MB1-10-777-10

MCC Retraktor starr
max. Spannweite 85 mm
MCC Rigid Retractor
max. opening: 85 mm/ 3.3"



Alle Valven und Haken: TiAlN beschichtet
All blades and hooks: TiAlN coated

Valve 2-zahnig, 17 mm breit
Blade 2 teeth, 17 mm

| | B - width | T - depth |
|---------------|-----------|-----------|
| MB1-10-778-82 | 17 mm | 30 mm |
| MB1-10-778-84 | 17 mm | 40 mm |
| MB1-10-778-86 | 17 mm | 50 mm |
| MB1-10-778-88 | 17mm | 60 mm |
| MB1-10-778-90 | 17 mm | 70 mm |
| MB1-10-778-92 | 17 mm | 80 mm |
| MB1-10-778-93 | 17 mm | 90 mm |

Valve 2-zahnig, 20 mm breit
Blade 2 teeth, 20 mm

| | B - width | T - depth |
|---------------|-----------|-----------|
| MB1-10-778-42 | 20 mm | 50 mm |
| MB1-10-778-43 | 20 mm | 60 mm |
| MB1-10-778-44 | 20 mm | 70 mm |



Valve verjüngt, 6-zahnig, 27 mm breit
Tapered blade, 6 teeth, 27 mm

| | B - width | T - depth |
|---------------|-----------|-----------|
| MB1-10-778-95 | 27 mm | 40 mm |



Valve 4-zahnig, 20 mm breit
Blade, 4 teeth, 20 mm

| | B - width | T - depth | Set 1-10-777-20 | Set 1-10-777-25 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| MB1-10-778-05 | 20 mm | 30 mm | | ** |
| MB1-10-778-10 | 20 mm | 40 mm | * | ** |
| MB1-10-778-15 | 20 mm | 50 mm | * | ** |
| MB1-10-778-20 | 20 mm | 60 mm | * | ** |
| MB1-10-778-25 | 20 mm | 70 mm | * | ** |
| MB1-10-778-30 | 20 mm | 80 mm | | ** |
| MB1-10-778-35 | 20 mm | 90 mm | | |



Valve 6-zahnig, 27 mm breit
Blade, 6 teeth, 27 mm

| | B - width | T - depth | Set 1-10-777-20 | Set 1-10-777-25 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| MB1-10-778-55 | 27 mm | 30 mm | | ** |
| MB1-10-778-60 | 27 mm | 40 mm | * | ** |
| MB1-10-778-65 | 27 mm | 50 mm | * | ** |
| MB1-10-778-70 | 27 mm | 60 mm | * | ** |
| MB1-10-778-75 | 27 mm | 70 mm | * | ** |
| MB1-10-778-80 | 27 mm | 80 mm | | ** |
| MB1-10-778-81 | 27 mm | 90 mm | | |



Mehrzahn-Haken, 2 mm
Multiple toothed hook, 2.0 mm

| | Länge / length | Zähne / tooth | Set 1-10-777-20 | Set 1-10-777-25 |
|----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| MB1-10-779-55 | 20 mm | 2 | | ** |
| MB1-10-779-60 | 30 mm | 3 | * | ** |
| MB1-10-779-65 | 40 mm | 4 | * | ** |
| MB1-10-779-70 | 50 mm | 5 | * | ** |
| MB1-10-779-75 | 60 mm | 6 | * | ** |
| MB1-10-779-80 | 70 mm | 7 | | ** |
| MB1-10-779-81 | 80 mm | 8 | | |



Haken, 1-zahnig, 1,8 mm
Hook blade, 1 teeth, 1.8 mm

| | Länge / length | Set 1-10-777-20 | Set 1-10-777-25 |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| MB1-10-779-05 | 20 mm | | ** |
| MB1-10-779-10 | 30 mm | * | ** |
| MB1-10-779-15 | 40 mm | * | ** |
| MB1-10-779-20 | 50 mm | * | ** |
| MB1-10-779-25 | 60 mm | * | ** |
| MB1-10-779-30 | 70 mm | | ** |
| MB1-10-779-35 | 80 mm | | |

**MB1-20-968-74 ***

MCC Siebkorb klein mit Deckel 243 mm x 253 mm x 50 mm
MCC Tray small with lid 243 mm x 253 mm x 50 mm

MB1-20-968-75 **


MCC Siebkorb groß mit Deckel 405 mm x 253 mm x 50 mm
MCC Tray large with lid 405 mm x 253 mm x 50 mm

MB1-10-777-20

MCC Set klein mit Siebkorb MB1-20-968-74 und beweglichem Sperrer
(* Valven paarweise, Haken einzeln
Basic MCC Set with tray and hinged retractor (*)
Blades 2 each, hook 1 each

**MB1-10-777-25**

MCC Set groß mit Siebkorb MB1-20-968-75 und 2 beweglichen Sperrern
(**) Valven paarweise, Haken einzeln
MCC Set large with tray
and 2 hinged retractors (**)
Blades 2 each, hook 1 each



Änderungen der technischen Angaben und Maße liegen in unserem Ermessen. Modelländerungen vorbehalten.
Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf dieses Printmedium weder im Gesamten noch auszugsweise kopiert oder nachgedruckt werden.
Changes in technical specifications and dimensions are at our discretion. Subject to modification.
Without our explicit written approval this print media may not be copied or reprinted as a whole or in extracts.