



Universal Ring Retractor System

Universal Ring Retractor system





Ihre Adresse für chirurgisches Qualitätsinstrumentarium „Made in Germany“, hergestellt an unserem Standort in Emmingen bei Tuttlingen.

Die Produkte von medical bees sind CE-zertifiziert und tragen das CE-Kennzeichen. Ausgewählte Instrumente sind zudem FDA-zugelassen und verfügen über länderspezifische Registrierungen.

Medical bees steht für höchste Qualität, Schnelligkeit und Effizienz. Wir finden für Sie die technisch und wirtschaftlich optimalste Lösung. Sprechen Sie uns an, um das komplette medical bees Produktprogramm kennenzulernen! Weitere Informationen erhalten Sie auf: medical-bees.de oder per E-Mail über sales@medical-bees.de.

Your address for quality surgical instruments 'Made in Germany', manufactured at our site in Emmingen near Tuttlingen.

The products from medical bees are CE-certified and labelled with the CE mark. Selected instruments are also FDA-approved and have country-specific registrations.

Medical bees stands for the highest quality, speed and efficiency. We will find the most technically and economically optimised solution for you. Contact us to find out more about the complete medical bees product programme! Further information is available at medical-bees.de or by e-mail at sales@medical-bees.de.

1 Universal Ring Retraktor System	3
<i>Universal Ring Retractor system</i>	
2 Ring Retraktor Tischhalterungen	4-6
<i>Ring Retractor table posts</i>	
3 Ring Retraktor Rastmechanismus	7
<i>Ring Retractor ratchet</i>	
4 Ring Retraktor Rahmen	8-10
<i>Ring Retractor rings</i>	
5 Ring Retraktor Valven	11-16
<i>Ring Retractor blades</i>	
6 Ring Retraktor Systeme	17-19
<i>Ring Retractor systems</i>	

made in GERMANY

Universal Ring Retraktor System

Universal Ring Retractor System

Das System kann individuell zusammengestellt werden.

- Verschiedene Tischarretierungen verfügbar
- Standard-Rastmechanismen sowie kippbare Rastmechanismen mit Verlängerung und Rahmensicherung stehen zur Auswahl
- Verschiedene Ringgrößen (rund, oval, zerlegbar)
- Große Auswahl an Retraktoren: Balfour, Kelly, Deaver Valven, wie auch Valven in flexibler und/oder gebogener Form

The system can be customised.

- Various table locking mechanisms are available
- Standard locking mechanisms, tiltable locking mechanisms with extension and frame lock are available
- Different ring sizes (round, oval, detachable)
- Wide range of retractors: Balfour, Kelly, Deaver blades as well as blades in flexible and/or curved form




Funktionsübersicht

Functional overview



5
3



Das Universelle Ring Retraktor System steht für Qualität und Langlebigkeit.

- Universell einsetzbar durch Verwendung verschiedener Ringe und Zubehörvarianten
- Durch die Universalität und Modularität einsetzbar in verschiedenen Indikationsbereichen
- Die manuelle Retraction durch den Menschen wird durch die stabile Technikvariante ersetzt
- Bessere Übersicht durch flaches Design des Rings
- Ermüdungsfreies Arbeiten bei bester Übersicht

The universal ring retractor system stands for quality and durability.

- Universally applicable through the use of different rings and accessory variants
- Can be used in various indication areas thanks to its universality and modularity
- Manual retraction by a person is replaced by the stable technology variant
- Better overview thanks to the flat design of the ring
- Fatigue-free working with the best overview



Ring Retraktor Tischhalterungen | Ring Retractor table posts




SST Edelstahl | Stainless steel

AL + SST Aluminium und Edelstahl | Aluminium and stainless steel



Ring Retraktor Tischarretierung
Ring Retractor table post

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Länge Length	Durchmesser Diameter	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-020-00	Tischarretierung Table Post	305 mm 12"	25 mm 1"	AL + SST	1
MB1-16-020-04	Tischarretierung geringes Gewicht Table post light weight	328 mm 13"	25 mm 1"	AL + SST	1
MB1-16-021-00	Tischarretierung Table Post	455 mm 18"	25 mm 1"	AL + SST	1
MB1-16-022-00	Tischarretierung Table Post	610 mm 24"	25 mm 1"	AL + SST	1



Violi mit Klemme an der Oberseite |
Violi with clamp on upper side

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Durchmesser Diameter	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-040-00	Mit Klemme an der Oberseite With clamp on upper side	25 mm 1"	AL + SST	1



Edelstahl | Stainless steel

SST

Aluminium und Edelstahl | Aluminium and stainless steel

AL

+ SST



Ring Retraktor horizontale Stange
Ring Retractor horizontal bar

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Durchmesser Diameter	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-005-00	ohne Spannmutter <i>without chuck</i>	25 mm 1"	AL + SST	1
MB1-16-007-05	mit Spannmutter <i>with chuck</i>	25 mm 1"	SST	1



Ring Retraktor horizontale Wendestange
Ring Retractor horizontal turning bar

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Durchmesser Diameter	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-025-00	360° drehbar, geringes Gewicht <i>360° light weight</i>	25 mm 1"	SST	1



Ring Retraktor vertikale Verlängerungsstange
Ring Retractor vertical extension bar

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Länge Length	Durchmesser Diameter	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-010-00	Verlängerungsstange <i>Extension bar</i>	305 mm 12"	25 mm 1"	SST	1
MB1-16-010-10	Verlängerungsstange <i>Extension bar</i>	458 mm 18"	25 mm 1"	SST	1



Ring Retraktor Tischhalterungen | Ring Retractor table posts

SST

Edelstahl | Stainless steel



Arretierungskupplung Aufsatzklemme

Locking connector for clamp and rod

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Durchmesser Diameter	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-015-00	Arretierung für Klemme und Stange Locking for clamp and rod	25 mm 1"	SST	1



Arretierungskupplung mit Schnellverschluss

Locking connector with quick release


Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Durchmesser Diameter	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-015-15	Arretierungskupplung Quick Release Locking connector with quick release	25 mm 1"	SST	1



Ring Retraktor Raster mit Verlängerung

Ring Retractor lock with extension

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-715-00	Raster mit Verlängerung lock with extension	SST	1



Ring Retraktor Standard Rastmechanismus

Ring Retractor standard ratchet

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-605-00	Standard Rastmechanismus Standard ratchet	SST	1



Ring Retraktor kippbarer Rastmechanismus

Ring Retractor tiltable ratchet

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-610-05	Kippbarer Rastmechanismus Tiltable ratchet	SST	1



Ring Retraktor kippbarer Rastmechanismus

Ring Retractor tiltable ratchet

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-612-05	Kippbar, mit Rahmensicherung Tiltable, with body safeguard	SST	1



Ring Retraktor dreh- und kippbarer Rastmechanismus

Ring Retractor turn and tiltable ratchet

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-615-05	Dreh- und kippbar, mit Rahmensicherung Turn and tiltable, with body safeguard	SST	1
MB1-16-617-05	Dreh- und kippbar, Rotilt USA Modell Turn and tiltable, Rotilt USA model	SST	1



Ring Retraktor drehbarer Raster

Ring Retractor turnable lock

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-720-00	Drehbarer Raster Turnable lock	SST	1



Ring Retraktor Schnappverschluss

Ring Retractor spring lock


Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-617-55	Rotilt LP Spring Lock Low Profile Rotilt	SST	1



Ring Retraktor Rahmen | Ring Retractor rings

SST


Edelstahl | Stainless steel



Ring Retraktor Rahmen oval

Ring Retractor oval ring


Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-135-00	Ring Retraktor Rahmen oval klein, Innenbreite 208 mm, Innenlänge 310 mm Ring Retractor oval ring small, inner width 8", inner length 12 1/4"	SST	1
MB1-16-130-00	Ring Retraktor Rahmen oval medium, Innenbreite 256 mm, Innenlänge 372 mm Ring Retractor oval ring medium, inner width 10", inner length 14 1/2"	SST	1
MB1-16-125-00	Ring Retraktor Rahmen oval groß, Innenbreite 305 mm, Innenlänge 470 mm Ring Retractor oval ring large, inner width 12", inner length 18 1/2"	SST	1



Ring Retraktor zerlegbarer Rahmen

Ring Retractor segmented ring

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-160-00	Ring Retraktor zerlegbarer Rahmen klein, Innenbreite 216 mm, Innenlänge 356 mm Ring Retractor segmented ring small, inner width 8 1/2", inner length 14"	SST	1
MB1-16-150-00	Ring Retraktor zerlegbarer Rahmen mittel, Innenbreite 265 mm, Innenlänge 495 mm Ring Retractor segmented ring medium, inner width 10 1/2", inner length 19 1/2"	SST	1
MB1-16-165-00	Ring Retraktor zerlegbarer Rahmen groß, Innenbreite 315 mm, Innenlänge 495 mm Ring Retractor segmented ring large, inner width 12 1/2", inner length 19 1/2"	SST	1



Ring Retraktor Rahmen rund
Ring Retractor round ring

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-16-155-00	Ring Retraktor Rahmen rund klein, Innen-Ø 210 mm <i>Ring Retractor round ring small, inner-Ø 8 1/4"</i>	SST	1
MB1-16-140-00	Ring Retraktor Rahmen rund medium, Innen-Ø 254 mm <i>Ring Retractor round ring medium, inner-Ø 10"</i>	SST	1
MB1-16-145-00	Ring Retraktor Rahmen rund groß, Innen-Ø 325 mm <i>Ring Retractor round ring large, inner-Ø 13"</i>	SST	1




Ring Retraktor Ring Segment rund
Ring Retractor round ring segment

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-16-100-00	Ring Retraktor Ring Segment rund, klein Innen-Ø 216 mm, mit Rändelschraube <i>Ring Retractor round ring segment, small Inner-Ø 8 1/2", with knurled screw</i>	SST	2
MB1-16-105-00	Ring Retraktor Ring Segment rund, medium, Innen-Ø 265 mm, mit Rändelschraube <i>Ring Retractor round ring segment, medium, Inner-Ø 10 1/2", with knurled screw</i>	SST	2
MB1-16-107-00	Ring Retraktor Ring Segment rund, groß, Innen-Ø 316 mm, mit Rändelschraube <i>Ring Retractor round ring segment, large, Inner-Ø 12 7/16", with knurled screw</i>	SST	2



Ring Retraktor Rahmen | *Ring Retractor rings*

SST

Edelstahl | *Stainless steel*

Ring Retraktor Becken Rahmen zerlegbar

Ring Retractor segmented pelvic ring


Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-16-170-15	Ring Retraktor Becken Rahmen zerlegbar, Innenbreite 200 mm, Innenlänge 265 mm <i>Ring Retractor segmented pelvic ring, inner width 8", inner length 10 1/2"</i>	SST	1



Ring Retraktor Ring Segment gerade

Ring Retractor ring segment straight

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-16-110-00	Ring Retraktor Ring Segment gerade 102 mm, mit Rändelschraube <i>Ring Retractor ring segment straight 4", with knurled screw</i>	SST	2
MB1-16-115-00	Ring Retraktor Ring Segment gerade 152 mm, mit Rändelschraube <i>Ring Retractor ring segment straight 6", with knurled screw</i>	SST	2
MB1-16-120-00	Ring Retraktor Ring Segment gerade 200 mm, mit Rändelschraube <i>Ring Retractor ring segment straight 8", with knurled screw</i>	SST	2



Ring Retraktor flexible Valve
Ring Retractor malleable blade

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Blechdicke Sheet thickness	Länge Length	Breite Width	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-254-00	Flexible Valve Malleable blade	1,2 mm	152 mm 6"	38 mm 1 1/2"	SST	1
MB1-16-256-00	Flexible Valve Malleable blade	1,2 mm	152 mm 6"	51 mm 2"	SST	1
MB1-16-252-00	Flexible Valve Malleable blade	1,2 mm	152 mm 6"	76 mm 3"	SST	1
MB1-16-256-15	Flexible Valve Malleable blade	1,2 mm	203 mm 8"	102 mm 4"	SST	1
MB1-16-256-20	Flexible Valve Malleable blade	1,2 mm	254 mm 10"	51 mm 2"	SST	1
MB1-16-256-10	Flexible Valve Malleable blade	1,2 mm	254 mm 10"	76 mm 3"	SST	1



Ring Retraktor Valve mit Bügel
Ring Retractor blade with lip

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Blechdicke Sheet thickness	Länge Length	Breite Width	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-257-25	Flexible Valve Malleable blade	1,2 mm	102 mm 4"	25 mm 1"	SST	1
MB1-16-257-10	Flexible Valve Malleable blade	1,2 mm	152 mm 6"	38 mm 1 1/2"	SST	1
MB1-16-257-15	Flexible Valve Malleable blade	1,2 mm	152 mm 6"	51 mm 2"	SST	1
MB1-16-257-20	Flexible Valve Malleable blade	1,2 mm	152 mm 6"	76 mm 3"	SST	1
MB1-16-257-62	Flexible Valve Malleable blade	0,8 mm	102 mm 4"	25 mm 1"	SST	1
MB1-16-257-50	Flexible Valve Malleable blade	0,8 mm	152 mm 6"	38 mm 1 1/2"	SST	1
MB1-16-257-55	Flexible Valve Malleable blade	0,8 mm	152 mm 6"	51 mm 2"	SST	1
MB1-16-257-60	Flexible Valve Malleable blade	0,8 mm	152 mm 6"	76 mm 3"	SST	1



Ring Retraktor Valven | Ring Retractor blades

SST

Edelstahl | Stainless steel



Ring Retraktor Balfour Valve
Ring Retractor Balfour blade

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Tiefe Depth	Breite Width	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-222-00	Valve schmal Blade narrow	67 mm 2 5/8"	76 mm 3"	SST	1
MB1-16-222-10	Valve breit Blade wide	70 mm 2 3/4"	89 mm 3 1/2"	SST	1



Ring Retraktor Kelly Valve
Ring Retractor Kelly blade

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Tiefe Depth	Breite Width	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-236-00	Kelly Valve Kelly blade	38 mm 1 1/2"	25 mm 1"	SST	1
MB1-16-234-00	Kelly Valve Kelly blade	63 mm 2 1/2"	25 mm 1"	SST	1
MB1-16-236-03	Kelly Valve Kelly blade	76 mm 3"	25 mm 1"	SST	1
MB1-16-236-05	Kelly Valve Kelly blade	102 mm 4"	25 mm 1"	SST	1
MB1-16-236-10	Kelly Valve Kelly blade	127 mm 5"	25 mm 1"	SST	1
MB1-16-236-15	Kelly Valve Kelly blade	152 mm 6"	25 mm 1"	SST	1
MB1-16-236-20	Kelly Valve Kelly blade	180 mm 7"	25 mm 1"	SST	1
MB1-16-236-25	Kelly Valve Kelly blade	203 mm 8"	25 mm 1"	SST	1
MB1-16-250-00	Kelly Valve Kelly blade	38 mm 1 1/2"	51 mm 2"	SST	1
MB1-16-238-00	Kelly Valve Kelly blade	51 mm 2"	51 mm 2"	SST	1
MB1-16-240-00	Kelly Valve Kelly blade	63 mm 2 1/2"	51 mm 2"	SST	1
MB1-16-248-00	Kelly Valve Kelly blade	76 mm 3"	51 mm 2"	SST	1
MB1-16-246-00	Kelly Valve Kelly blade	102 mm 4"	51 mm 2"	SST	1
MB1-16-244-00	Kelly Valve Kelly blade	127 mm 5"	51 mm 2"	SST	1
MB1-16-242-00	Kelly Valve Kelly blade	152 mm 6"	51 mm 2"	SST	1
MB1-16-251-00	Kelly Valve Kelly blade	203 mm 8"	51 mm 2"	SST	1



Ring Retraktor Gelpi Valve mit Spitze
Ring Retractor Gelpi blade with tip

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-232-00	Gelpi Valve mit Spitze Gelpi blade with tip	SST	1



Ring Retraktor Meyerding Valve
Ring Retractor Meyerding blade

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Tiefe Depth	Breite Width	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-212-00	Meyerding Valve klein Meyerding blade small	60 mm 2 1/3"	17 mm 2/3"	SST	1
MB1-16-210-00	Meyerding Valve mittel Meyerding blade medium	85 mm 3 1/3"	25 mm 1"	SST	1
MB1-16-208-00	Meyerding Valve groß Meyerding blade large	95 mm 3 3/4"	50 mm 2"	SST	1



Ring Retraktor Scoville Haken klein
Ring Retractor Scoville hook small

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Tiefe Depth	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-216-00	Scoville Haken klein Scoville hook small	50 mm 2"	SST	1
MB1-16-214-00	Scoville Haken groß Scoville hook large	83 mm 3 1/4"	SST	1

Ring Retraktor Valven | *Ring Retractor blades*

SST

Edelstahl | *Stainless steel*Ring Retraktor Harrington Valve
Ring Retractor Harrington blade

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Breite <i>Width</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-16-266-00	Harrington Valve klein <i>Harrington blade small</i>	143 mm 5 5/8"	63 mm 2 1/2"	SST	1
MB1-16-266-10	Harrington Valve groß <i>Harrington blade large</i>	254 mm 10"	89 mm 3 1/2"	SST	1

Ring Retraktor Richardson Valve
Ring Retractor Richardson blade

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Breite <i>Width</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-16-230-00	Richardson Valve klein <i>Richardson blade small</i>	25 mm 1"	19 mm 3/4"	SST	1
MB1-16-228-00	Richardson Valve mittel <i>Richardson blade medium</i>	51 mm 2"	19 mm 3/4"	SST	1
MB1-16-226-00	Richardson Valve groß <i>Richardson blade large</i>	32 mm 1 1/4"	25 mm 1"	SST	1

Ring Retraktor IMA Retractor Valve
Ring Retractor IMA retractor blade

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-16-224-00	4-zahnig <i>4 teeth</i>	SST	1



Ring Retraktor IMA Querstange
Ring Retractor IMA cross bar

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-300-00	Querstange, Länge: 300 mm cross bar, length: 12 "	SST	1



Ring Retraktor IMA Sperrmechanismus
Ring Retractor IMA ratchet mechanism

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-620-00	IMA Sperrmechanismus IMA ratchet mechanism	SST	1



Ring Retraktor Rake Valve
Ring Retractor Rake Blade

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Tiefe Depth	Breite Width	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-206-00	Rake Blade, 3-zahnig Rake Blade, 3 teeth	17 mm 2/3"	18 mm 5/7"	SST	1
MB1-16-204-00	Rake Blade, 4-zahnig Rake Blade, 4 teeth	9 mm 1/3"	19 mm 3/4"	SST	1
MB1-16-202-00	Rake Blade, 6-zahnig Rake Blade, 6 teeth	9 mm 1/3"	29 mm 1 1/8"	SST	1



Ring Retraktor Rectal Valve
Ring Retractor rectal blade

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Tiefe Depth	Breite Width	Material Material	Menge Quantity
MB1-16-220-00	Rectal Valve klein Rectal blade small	73 mm 2 7/8"	22 mm 7/8"	SST	1
MB1-16-218-00	Rectal Valve groß Rectal blade large	98 mm 3 7/8"	22 mm 7/8"	SST	1



Ring Retraktor Valven | *Ring Retractor blades*

SST

Edelstahl | *Stainless steel*

Ring Retraktor Seitenvalve

Ring Retractor Lateral Blade

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Breite <i>Width</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-16-264-00	Seitenvalve <i>Lateral Blade</i>	76 mm 3"	25 mm 1"	SST	1



Ring Retraktor Posterior Valve

Ring Retractor Posterior blade


Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Breite <i>Width</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-16-258-00	Posterior Valve <i>Posterior blade</i>	114 mm 4 1/2"	25 mm 1"	SST	1



Ring Retraktor Deaver Valve

Ring Retractor Deaver blade small

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Breite <i>Width</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-16-262-00	Deaver Valve klein <i>Deaver blade small</i>	89 mm 3 1/2"	25 mm 1"	SST	1
MB1-16-260-00	Deaver Valve groß <i>Deaver blade large</i>	121 mm 4 3/4"	25 mm 1"	SST	1



Ring Retraktor System mit adaptierbarem Ring
Ring Retractor system with adaptable ring

Artikelnummer <i>Article number</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-16-723-05	Ring Retraktor adaptierbares Ring System, inklusive Ringconnector und drei verschiedene Paare an austauschbaren Ringsegmenten <i>Ring Retractor adaptable ring system and three different pairs of interchangeable ringsegments</i>	SST	1




Ring Retraktor Systeme | Ring Retractor systems



SST

Edelstahl | Stainless steel



Ring Retraktor System mit Siebkorb hoch und Deckel
Ring Retractor system with tray high and cover

MB1-16-900-20 Komplettes Ring Retraktor System einschließlich der folgenden Komponenten: <i>Complete Ring Retractor system including the following components:</i>			
System-Inhalt <i>System content</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Material <i>Material</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-20-250-50	Siebkorb hoch mit Deckel, 537x250x197 mm <i>Tray high with cover, 537x250x197 mm</i>	SST	1
MB1-16-020-00	Ring Retraktor Tischarretierung 12" <i>Ring Retractor table post 12"</i>	SST	1
MB1-16-025-00	Horizontale Wendestange, 360° drehbar <i>Horizontal flex bar, 360° rotation</i>	SST	1
MB1-16-005-00	Ring Retraktor Horizontale Stange <i>Ring Retractor horizontal bar</i>	SST	1
MB1-16-150-00	Ring Retraktor zerlegbarer Rahmen mittel <i>Ring Retractor segmented ring medium</i>	SST	1
MB1-16-130-00	Ring Retraktor Rahmen oval medium <i>Ring Retractor oval ring medium</i>	SST	1



Ring Retraktor System mit Siebkorb flach und Deckel
Ring Retractor system with tray low and cover

MB1-16-900-30		Komplettes Ring Retraktor System einschließlich der folgenden Komponenten: Complete Ring Retractor system including the following components:	
System-Inhalt System content	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-20-968-50	Siebkorb flach mit Deckel, 537x250x100 mm Tray low with cover, 537x250x100 mm	SST	1
MB1-16-605-00	Ring Retraktor Standard Rastmechanismus Ring Retractor ratchet mechanism standard	SST	2
MB1-16-610-05	Ring Retraktor kippbarer Rastmechanismus Ring Retractor tilting ratchet	SST	6
MB1-16-015-00	Ring Retraktor Arretierkupplung Ring Retractor post coupling	SST	1
MB1-16-266-00	Harrington Valve klein (63x143 mm) Harrington blade small (2 1/2" x 5 5/8")	SST	1
MB1-16-242-00	Kelly Valve (51x152 mm) Kelly blade (2" x 6")	SST	1
MB1-16-244-00	Kelly Valve (51x127 mm) Kelly blade (2" x 5")	SST	1
MB1-16-246-00	Kelly Valve (51x102 mm) Kelly blade (2" x 4")	SST	1
MB1-16-248-00	Kelly Valve (51x76 mm) Kelly blade (2" x 3")	SST	2
MB1-16-222-00	Balfour Valve (76x67 mm) Balfour blade (3" x 2 5/8")	SST	1
MB1-16-232-00	Gelpi Valve mit Spitze Gelpi blade with tip	SST	1
MB1-16-252-00	Flexible Valve (76x152 mm) Malleable blade (3" x 6")	SST	1
MB1-16-254-00	Flexible Valve (38x152 mm) Malleable blade (1 1/2" x 6")	SST	1
MB1-16-256-00	Flexible Valve (51x152 mm) Malleable blade (2" x 6")	SST	2



Das könnte Sie auch interessieren | *This could also interest you*



Wundspreizer
Retractors




Retraktions- und Haltesysteme
Retraction and holding devices



Kopfhalterungssysteme
Cranial stabilization systems

Änderungen der technischen Angaben und Maße liegen in unserem Ermessen. Modelländerungen vorbehalten. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf dieses Printmedium weder im Gesamten noch auszugsweise kopiert oder nachgedruckt werden.
Changes in technical specifications and dimensions are at our discretion. Subject to modification. Without our explicit written approval this print media may not be copied or reprinted as a whole or in extracts.



Immer up to date

Die aktuellen Informationen zu unseren über 7000 verschiedenen Produkten finden Sie immer auf unserer Webseite.
Besuchen Sie: www.medical-bees.de

Always up to date

You can find the latest information about our over 7000 different products on our website.
Visit: www.medical-bees.de