

mb-Spine

BB-Retraktor System

BB-Retractor system





Ihre Adresse für chirurgisches Qualitätsinstrumentarium „Made in Germany“, hergestellt an unserem Standort in Emmingen bei Tuttlingen.

Die Produkte von medical bees sind CE-zertifiziert und tragen das CE-Kennzeichen. Ausgewählte Instrumente sind zudem FDA-zugelassen und verfügen über länderspezifische Registrierungen.

Medical bees steht für höchste Qualität, Schnelligkeit und Effizienz. Wir finden für Sie die technisch und wirtschaftlich optimalste Lösung. Sprechen Sie uns an, um das komplette medical bees Produktprogramm kennenzulernen! Weitere Informationen erhalten Sie auf: medical-bees.de oder per E-Mail über sales@medical-bees.de.

Your address for quality surgical instruments 'Made in Germany', manufactured at our site in Emmingen near Tuttlingen.

The products from medical bees are CE-certified and labelled with the CE mark. Selected instruments are also FDA-approved and have country-specific registrations.

Medical bees stands for the highest quality, speed and efficiency. We will find the most technically and economically optimised solution for you. Contact us to find out more about the complete medical bees product programme! Further information is available at medical-bees.de or by e-mail at sales@medical-bees.de.

1 BB-Retraktor System	3
<i>BB-Retractor system</i>	
2 BB-Retraktoren	4
<i>BB-Retractors</i>	
3 BB-Valven	5
<i>BB-Blades</i>	
4 BB-Retraktor Komponenten	6-7
<i>BB-Retractor components</i>	

made in GERMANY

BB-Retraktor System


BB-Retractor system

BB-Retraktor System in Edelstahl oder Titan


- Ein Standard für die zervikale Wirbelsäulenchirurgie
- Einsetzbar für anteriore und posteriore Zervikalchirurgie
- Erhältlich in Edelstahl mit schwarz beschichteten Edelstahlvalven (Ti AlN) und als röntgenkompatibles Titansystem mit farbig codierten Ti-Valven
- Mit speziell entwickeltem Handgriff mit Luer-Lock

BB-Retractor system in stainless steel or titanium


- A standard system for cervical spine surgery
- To be used for anterior and posterior cervical surgery
- Available in stainless steel with black coated stainless steel blades (TiAlN) and in X-Ray compatible titanium with colour-coded Ti-blades
- With specially designed handle with Luer-Lock adaption



SST Edelstahl | Stainless steel



Ti Titan | Titanium



MB1-20-968-77	Siebkorb mit Inlays und Deckel Tray with inserts and lid	Länge Length	Breite Width	Tiefe Depth
		540 mm	253 mm	50 mm

MB1-10-769-00	SST	BB-System komplett (Edelstahlversion) mit Siebkorb MB1-20-968-77 bestehend aus BB-System complete (stainless steel version) with tray MB1-20-968-77 consisting of
MB1-10-769-01	TI	BB-System komplett (Titanversion) mit Siebkorb MB1-20-968-77 bestehend aus BB-System complete (titanium version) MB1-20-968-77

System-Inhalt <i>System content</i>	Menge <i>Quantity</i>	System-Inhalt <i>System content</i>	Menge <i>Quantity</i>	System-Inhalt <i>System content</i>	Menge <i>Quantity</i>	System-Inhalt <i>System content</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-10-769-08 SST	1	MB1-10-767-55 SST	2	MB1-10-769-07 TI	1	MB1-10-769-55 TI	2
MB1-10-769-13 SST	1	MB1-10-767-57 SST	2	MB1-10-769-12 TI	1	MB1-10-769-57 TI	2
MB1-10-769-18 SST	1	MB1-10-767-59 SST	1	MB1-10-769-17 TI	1	MB1-10-769-59 TI	1
MB1-10-769-30 SST	1	MB1-10-767-60 SST	2	MB1-10-769-37 TI	1	MB1-10-769-60 TI	2
MB1-10-769-35 SST	1	MB1-10-767-61 SST	2	MB1-10-769-30 SST	1	MB1-10-769-61 TI	2
MB1-10-769-37 TI	1	MB1-10-767-62 SST	2	MB1-10-769-35 SST	1	MB1-10-769-62 TI	2
MB1-10-767-40 SST	4	MB1-10-767-63 SST	2	MB1-10-769-40 TI	4	MB1-10-769-63 TI	2
MB1-10-767-41 SST	4	MB1-10-767-64 SST	2	MB1-10-769-41 TI	4	MB1-10-769-64 TI	2
MB1-10-767-42 SST	4	MB1-10-767-65 SST	2	MB1-10-769-42 TI	4	MB1-10-769-65 TI	2
MB1-10-767-45 SST	2	MB1-10-767-67 SST	2	MB1-10-769-45 TI	2	MB1-10-769-67 TI	2
MB1-10-767-46 SST	2	MB1-10-769-90 SST	1	MB1-10-769-46 TI	2	MB1-10-769-91 TI	1
MB1-10-767-47 SST	2	MB1-10-769-93 SST	1	MB1-10-769-47 TI	2	MB1-10-769-92 TI	1
MB1-10-767-50 SST	2	MB1-10-769-96 SST	1	MB1-10-769-50 TI	2	MB1-10-769-95 TI	1
MB1-10-767-51 SST	2	MB1-10-769-98 SST	1	MB1-10-769-51 TI	2	MB1-10-769-97 TI	1
MB1-10-767-52 SST	2	MB1-10-769-84 SST	1	MB1-10-769-52 TI	2	MB1-10-769-83 TI	1
MB1-10-767-53 SST	2	MB1-20-968-77	1	MB1-10-769-53 TI	2	MB1-20-968-77	1
MB1-10-767-54 SST	2			MB1-10-769-54 TI	2		





BB-Reraktoren | BB-Retractors

SST

Edelstahl | Stainless steel


TI

Titan | Titanium




BB-Retractor rechts
BB-Retractor right

Artikelnummer Article number	Max. Spreizweite Max. opening	Armlänge Arm length
MB1-10-769-08 SST	65 mm	80 mm
MB1-10-769-07 TI	65 mm	80 mm




BB-Retractor links
BB-Retractor left

Artikelnummer Article number	Max. Spreizweite Max. opening	Armlänge Arm length
MB1-10-769-13 SST	65 mm	80 mm
MB1-10-769-12 TI	65 mm	80 mm




BB-Retractor Offset
BB-Retractor offset

Artikelnummer Article number	Max. Spreizweite Max. opening	Armlänge Arm length
MB1-10-769-18 SST	80 mm	80 mm
MB1-10-769-17 TI	80 mm	80 mm






BB-Retractor Kompression & Distraction
BB-Retractor compression & distraction

Artikelnummer Article number	Max. Spreizweite Max. opening	Armlänge Arm length
MB1-10-769-21 SST	55 mm	88 mm
MB1-10-769-22 TI	55 mm	88 mm




BB-Retractor mit Instrumentenkupplung
BB-Retractor frame with instrument coupling

Artikelnummer Article number	Max. Spreizweite Max. opening	Armlänge Arm length
MB1-10-769-23 SST	80 mm	57 mm
MB1-10-769-24 TI	80 mm	57 mm



BB-Valve gezahnt, 22,5 mm breit
BB-Blade with teeth, 22.5 mm wide

Artikelnummer Article number	Artikelnummer Article number	Farbe Color	Tiefe Depth
MB1-10-767-50 SST	MB1-10-769-50 TI		34 mm
MB1-10-767-51 SST	MB1-10-769-51 TI		40 mm
MB1-10-767-52 SST	MB1-10-769-52 TI		45 mm
MB1-10-767-53 SST	MB1-10-769-53 TI		50 mm
MB1-10-767-54 SST	MB1-10-769-54 TI		55 mm
MB1-10-767-55 SST	MB1-10-769-55 TI		60 mm
MB1-10-767-57 SST	MB1-10-769-57 TI		70 mm
MB1-10-767-59 SST	MB1-10-769-59 TI		85 mm



BB-Valve stumpf, 22,5 mm breit
BB-Blade blunt, 22.5 mm wide

Artikelnummer Article number	Artikelnummer Article number	Farbe Color	Tiefe Depth
MB1-10-767-60 SST	MB1-10-769-60 TI		34 mm
MB1-10-767-61 SST	MB1-10-769-61 TI		40 mm
MB1-10-767-62 SST	MB1-10-769-62 TI		45 mm
MB1-10-767-63 SST	MB1-10-769-63 TI		50 mm
MB1-10-767-64 SST	MB1-10-769-64 TI		55 mm
MB1-10-767-65 SST	MB1-10-769-65 TI		60 mm
MB1-10-767-67 SST	MB1-10-769-67 TI		70 mm



BB-Tiefen-Valve gezahnt, 26,5 mm breit
BB-Depth-Blade with teeth, 26.5 mm wide

Artikelnummer Article number	Artikelnummer Article number	Farbe Color	Tiefe Depth
MB1-10-767-40 SST	MB1-10-769-40 TI		40 mm
MB1-10-767-41 SST	MB1-10-769-41 TI		47 mm
MB1-10-767-42 SST	MB1-10-769-42 TI		55 mm



BB-Tiefen-Valve stumpf, 26,5 mm breit
BB-Depth-Blade blunt, 26.5 mm wide

Artikelnummer Article number	Artikelnummer Article number	Farbe Color	Tiefe Depth
MB1-10-767-45 SST	MB1-10-769-45 TI		40 mm
MB1-10-767-46 SST	MB1-10-769-46 TI		47 mm
MB1-10-767-47 SST	MB1-10-769-47 TI		55 mm




BB-Retractor Komponenten | BB-Retractors components

SST

Edelstahl | Stainless steel


Ti

Titan | Titanium


BB-T-Valve

BB-T-blade

Artikelnummer Article number	Artikelnummer Article number
MB1-10-769-93 SST	MB1-10-769-92 Ti


BB-Spitze-Valve


BB-Spike-Blade

Artikelnummer Article number	Artikelnummer Article number
MB1-10-769-96 SST	MB1-10-769-95 Ti


BB-Bandvalve

BB-Ligament-Blade

Artikelnummer Article number	Artikelnummer Article number
MB1-10-769-98 SST	MB1-10-769-97 Ti


BB-Instrumentenkupplung

BB-Instrument coupling

Artikelnummer Article number	Artikelnummer Article number
MB1-10-769-90 SST	MB1-10-769-91 Ti


BB-Valvenhalter


BB-Handle for blades

Artikelnummer Article number
MB1-10-769-30 SST


BB-Handgriff Standard


BB-Handle standard

Artikelnummer Article number
MB1-10-769-35 SST


BB-Tiefenmessstab

BB-Depth gauge

Artikelnummer Article number
MB1-10-769-37 Ti


BB-Adapter für Haltearm

BB-Adapter for holding arm

Artikelnummer Article number
MB1-10-769-87 SST






Edelstahl | Stainless steel

SST


Titan | Titanium

Ti



BB-Zahnstange lang mit Rändelschraube
BB-Rack long


Artikelnummer <i>Article number</i>	Artikelnummer <i>Article number</i>
MB1-10-769-84 SST	MB1-10-769-83 Ti



MB1-20-968-81	Siebkorb mit Silikonmatte und Deckel <i>Tray with silicone mat and lid</i>	Länge <i>Length</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>
		243 mm	253 mm	50 mm

MB1-10-769-02 SST	BB-Mikrosystem komplett (Edelstahl) mit Siebkorb MB1-20-968-81 bestehend aus <i>BB-Micro discectomy system complete (stainless steel) with tray MB1-20-968-81 consisting of</i>	MB1-10-769-03 Ti	BB-HWS Mikrosystem komplett (Titan) mit Siebkorb MB1-20-968-81 bestehend aus <i>BB-Micro Discectomy system complete (titanium) with tray MB1-20-968-81 consisting of</i>
--------------------------	---	-------------------------	--

System-Inhalt <i>System content</i>	Menge <i>Quantity</i>	System-Inhalt <i>System content</i>	Menge <i>Quantity</i>	System-Inhalt <i>System content</i>	Menge <i>Quantity</i>	System-Inhalt <i>System content</i>	Menge <i>Quantity</i>
MB1-10-769-23 SST	1	MB1-10-767-52 SST	1	MB1-10-769-24 Ti	1	MB1-10-769-52 Ti	1
MB1-10-769-35 SST	1	MB1-10-767-53 SST	1	MB1-10-769-35 SST	1	MB1-10-769-53 Ti	1
MB1-10-769-93 SST	1	MB1-10-767-55 SST	1	MB1-10-769-92 Ti	1	MB1-10-769-55 Ti	1
MB1-10-769-96 SST	1	MB1-10-767-57 SST	1	MB1-10-769-95 Ti	1	MB1-10-769-57 Ti	1
MB1-10-769-98 SST	1	MB1-10-767-59 SST	1	MB1-10-769-97 Ti	1	MB1-10-769-59 Ti	1
MB1-10-767-51 SST	1	MB1-20-968-81	1	MB1-10-769-51 Ti	1	MB1-20-968-81	1



Das könnte Sie auch interessieren | This could also interest you



Power tools
Power tools




Hämmer
Prime Mallets



Spine System
Spine System

Änderungen der technischen Angaben und Maße liegen in unserem Ermessen. Modelländerungen vorbehalten. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf dieses Printmedium weder im Ganzen noch auszugsweise kopiert oder nachgedruckt werden.
Changes in technical specifications and dimensions are at our discretion. Subject to modification. Without our explicit written approval this print media may not be copied or reprinted as a whole or in extracts.



Immer up to date

Die aktuellen Informationen zu unseren über 7000 verschiedenen Produkten finden Sie immer auf unserer Webseite.
Besuchen Sie: www.medical-bees.de

Always up to date

You can find the latest information about our over 7000 different products on our website.
Visit: www.medical-bees.de