


Wirbelsäulen Systeme

Spine systems

Ihr Spezialist für chirurgische Qualitäts-Instrumente.
Your specialist for quality surgical instruments.



mb-Spine


made in GERMANY

- ✓ Systeme aus Edelstahl, Aluminium, Titan und PEEK/Carbon.
- ✓ Farbkodierte Valven und Tiefenmessstab.
- ✓ Spezielle Siebkörbe lagern die Instrumente für Transport, Reinigung und Sterilisation sicher.
- ✓ Erhältlich als komplettes System unter einer Artikelnummer oder flexibel konfigurierbar aus einzelnen Komponenten – passend zu Ihren Anforderungen.

- ✓ Systems made of stainless steel, aluminium, titanium and PEEK/carbon.
- ✓ Colour-coded blades and coloured depth gauges.
- ✓ Special trays store the instruments safely for transport, cleaning and sterilization.
- ✓ Available as a complete system under a single item number or flexibly configurable from individual components – tailored to your requirements.

SLR-System: MB1-10-761-00

Das SLR-System für Operationen an der Wirbelsäule und Laminektomien. Alle Instrumente sind aus Titan und dadurch röntgengeeignet. Farbige Valven zur leichteren Identifizierung der Tiefe/Länge.



SLR-System: MB1-10-761-00

The SLR-System for spinal surgery and laminectomies. All instruments are made of titanium and are therefore suitable for X-rays. Coloured blades for easier identification of depth/length.

MX-Tube System: MB1-10-900-00

Das MX-Tube System für muskelschonende und minimalinvasive Wirbelsäuleingriffe. Für alle expandierbaren MX-Tubes ist nur ein Öffnungs-/Schließinstrument erforderlich. Ein Haltearm ist auch im System enthalten.




MX-Tube system: MB1-10-900-00

The MX-Tube system for muscle-sparing and minimally invasive spinal procedures. Only one opening/closing instrument is necessary for all expandable MX-Tubes. A holding arm is also included in the system.

LT-System: MB1-10-985-20

Das LT-System für die Lumbare Retraktion. Die Variabilität des LT-Retraktors ist durch doppelte Abwicklung des Sperrers, snap-lock Aufhängung und zusätzliche Valvenaufnahme gegeben.



LT-System: MB1-10-985-20

The LT-System for Lumbar retraction. The double retractor allows a positioning of the blades via snap-lock and can use different blade connectors to make it more versatile.

CF-MCC System: MB1-10-977-20

Ein komplettes röntgentransparentes System bestehend aus Retraktor mit 85mm Speizweite und einer Auswahl an PEEK-Valven in 2 verschiedenen Breiten (20 & 27mm) und in Tiefen von 30 bis 70mm verfügbar.




CF-MCC System: MB1-10-977-20

A complete radiolucent system consisting of retractor with 85mm opening width and a selektion of PEEK blades in 2 different widths (20 & 27mm) available in depths from 30 to 70mm.

SL-System (ACF): MB1-10-850-00

Das SL Retraktor und Distractionssystem für anteriore Zervikalchirurgie. Alle Instrumente übersichtlich in 3 Einsätzen und Siebkorb gelagert.



SL-System (ACF): MB1-10-850-00

The SL Spine Retractor and Distraction system for anterior cervical fusion: All instruments are securely stored in 3 inserts and in tray.

SL-System (MCC): MB1-10-860-00

Das SL-System für die Lumbaretraktion. Zusätzlich zu Retraktor und farbcodierten Valven sind Cobb-Hebel, Manipulationshaken und Absaugrohre Bestandteil des Systems.




SL-System (MCC): MB1-10-860-00

The SL-System for Spine Lumbar retraction. The system includes in addition to the retractor and colour-coded blades a variety of Cobb elevator, manipulation hooks and suction tubes.

KC-System: MB1-10-762-06 (Standard) MB1-10-762-14 (Lightweight)

Für die posteriore Lumbal- und Thorakalchirurgie. Das spezielle Lightweight-System KC-Retraktor zur Gewichtsreduzierung um 25%.




KC-System: MB1-10-762-06 (Standard) MB1-10-762-14 (Lightweight)

For the posterior lumbar and thoracic spine surgery. The special lightweight system KC-retractor for weight reduction of 25%.

BB-System: MB1-10-769-00 (Edelstahl) MB1-10-769-01 (Titan)

BB-HWS Mikrosystem: MB1-10-769-02 (Edelstahl) MB1-10-769-03 (Titan)

Das zervikale Retraktorsystem für die anteriore und posteriore Zervikalchirurgie.




BB-System: MB1-10-769-00 (stainless steel) MB1-10-769-01 (titanium)

BB-CS micro system: MB1-10-769-02 (stainless steel) MB1-10-769-03 (titanium)

The cervical retractor system for anterior and posterior cervical surgery.

MCC-System: MB1-10-777-20 (klein) MB1-10-777-25 (groß)

Das MCC-System mit Retraktor und Valven mit spezieller TiAlN-Beschichtung.



MCC-System: MB1-10-777-20 (small) MB1-10-777-25 (large)

The MCC system with retractor and blades with special TiAlN coating.

CCR-System: MB1-10-803-20

Das CCR-System ist mit CCR-Basisretractor, Gegensperrer mit Endgelenken aus Titanium und grünen/blauen Valven zur Unterscheidung der Valvenbreite verfügbar.




CCR-System: MB1-10-803-20

The CCR system is available with the CCR basic retractor, counter retractor with distal hinges out of titanium and green/blue blades to differentiate the blade width.

CLR-System: MB1-10-751-10

Das CLR-System für die lumbare Retraction umfasst das bekannte Side-Load System der Titan-Valven für Röntgentransparenz.



CLR-System: MB1-10-751-10

The CLR-System for lumbar retraction, includes the side-load system for the blades out of titanium for X-ray transparency.

LD-System: MB1-10-772-00

Das LD-System wurde speziell für die Aufnahme des Caspar-Instrumentariums zur Verwendung bei lumbalen Diskektomien entwickelt - alles in einem System.



LD-System: MB1-10-772-00

The LD-System was specifically designed to accommodate the Caspar instrument offering for use during lumbar discectomy procedures – all in one system.